

"Mit harex  
kann ich das  
Leben wieder  
genießen.."



"Jetzt ist alles  
einfacher und  
er ist viel  
selbstbewusster."



"Er hat seinen  
Sinn für  
Humor wieder  
gefunden."



# harex

Medizinisches Gerät zur  
Behandlung der männlichen  
Harninkontinenz

[www.harex.net](http://www.harex.net)



<https://www.facebook.com/harexdevice>

[https://www.twitter.com\\_harexdevice](https://www.twitter.com_harexdevice)

<https://www.instagram.com/harexdevice>



**Vertrieb durch:**

Medizintechnik Dipl.-Ing. Heise  
Vertriebs GmbH

Berghofer Straße 201  
44269 Dortmund

Telefon: +49 231 / 48 84 45  
Fax: +49 231 / 48 22 98

e-mail: [info@medizintechnik-heise.de](mailto:info@medizintechnik-heise.de)  
internet: [www.medizintechnik-heise.de](http://www.medizintechnik-heise.de)

Manufacturer



**Mera** Medical Solutions S.L.

18, Troya Ibilbidea St, Pavilion 6-A5  
20115 Astigarraga, Spain  
[info@harex.net](mailto:info@harex.net)

# harex

Medizinisches Gerät zur Behandlung  
der männlichen Harninkontinenz



Männliche  
Harninkontinenz,  
Probleme steigen  
mit dem Alter

## harex

ist die Lösung Ihre  
Lebensqualität  
zu verbessern.



**Mera** Medical Solutions S.L.

Männliche Harninkontinenz wird von der Weltgesundheitsorganisation als chronische Krankheit anerkannt, die die Lebensqualität der Betroffenen in sozialen Situationen sowie in körperlicher, sexueller, psychosozialer und beruflicher Hinsicht entscheidend beeinträchtigt.

Der Gürtel ist aus leichten und hochwertigen Sanitärmaterialien hergestellt, die den richtigen Druck ausüben, ohne Unbehagen zu verursachen.

Präzise Anpassung an den Penis. Geriffelter Gürtel für eine komfortable Positionierung und Einstellung.



**Aktivierung des Drucks auf die Harnröhre.** Es wirkt, indem es die Harnröhre so blockiert, dass ein ungewollter Urinabgang verhindert wird.

**Hebel für die Gurtverstellung.** Ein Sicherheitssystem, das es ermöglicht, den Gurt in der optimalen Position zu fixieren und die Kontrolle durch einen Verschluss zu gewährleisten.

Harex ist ein medizinisches Gerät, das direkt unter der Penisspitze angebracht wird und durch sanften Druck auf die Harnröhre den Urinfluss stoppt und so den ungewollten Urinabgang verhindert und kontrolliert.

Es ist klein, bequem und vollständig anpassbar!

**Komfort:** Harex ist so konzipiert, dass es viele Stunden lang getragen werden kann, ohne dass es unangenehm ist. Sie und andere werden es nicht bemerken.


**Langlebig und zuverlässig:** Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die eine perfekte Funktion über einen langen Zeitraum garantieren.

**Einfach zu benutzen:** Sie können das Gerät ohne fremde Hilfe bedienen und einstellen, so dass Sie völlig unabhängig sind.

**100% Kunststoff:** hergestellt aus hygienischem und latexfreiem Kunststoff.

**Leichte Reinigung:** Einfach warmes Wasser und Seife verwenden. Es enthält keine Metallteile, die oxidieren oder dermatologische Probleme verursachen können.

**Ermöglicht die Blutzirkulation:** Der entstehende Druck auf die Harnröhre wurde so konzipiert, dass nur der Urinauslasskanal blockiert wird und somit die Blutzirkulation weiterhin nicht eingeschränkt ist.



**Lösung:** Mehr als 400 Millionen Männer weltweit leiden an Harninkontinenz. Harex ist die Lösung, die ihnen helfen kann, wieder ein völlig normales Leben zu führen.

**Lebensqualität:** Da es sehr einfach und intuitiv im Gebrauch ist, können Sie Ihre alltägliche Freiheit zurückgewinnen und Ihre Lebensqualität verbessern.

**Vertrauen:** Mit Harex können Sie jede Sport-, Arbeits- oder Freizeitaktivität mit körperlicher Anstrengung ausüben, ohne dass es zu Unannehmlichkeiten kommt. Sie werden nie wieder in unangenehme Situationen kommen.

**Rückgewinnung der Normalität:** Genießen Sie wieder die täglichen Aktivitäten, die Sie aufgegeben haben; aufgegeben haben: Laufen, Reisen, Arbeiten, ... Genießen Sie völlige Normalität mit PartnerIn, Familie und Freunden.

Die perfekte Funktion des Geräts ist für 1 Jahr gewährleistet.

